



Petrifilm®

Placas Petrifilm® Neogen® y
Lector de Placa Avanzado Petrifilm Neogen

**Ciencia fresca
para el laboratorio
moderno**



Hecho para la ciencia alimentaria de hoy

Placas Petrifilm Neogen

El panorama de la seguridad alimentaria global está en constante cambio. ¿Le sigue el paso? A diferencia de los métodos tradicionales de agar, las placas Petrifilm están listas para usar, no requieren preparación de medios de cultivo. Cada sobre, ofrece medios selectivos para cada microorganismo. Solo ábralo y comience a trabajar. Incremente la productividad dentro de su laboratorio, enfocándose en lo que es importante: calidad y eficiencia. Es hora de darle una nueva mirada a la seguridad alimentaria.

- Listo para usar — reduce o elimina tiempo consumido por preparar el agar
- Métodos de prueba mejorados para obtener resultados consistentes y confiables
- Tamaño compacto: menor espacio de almacenamiento y uso de incubadora, menor cantidad de desechos



Un diseño ganador

Lector de Placa Avanzado Petrifilm Neogen

Las actividades no paran con el recuento automático en placa Petrifilm usando el Lector de Placa Avanzado Petrifilm.

Es momento de evolucionar la eficiencia de su laboratorio, automatizando la interpretación y reporte de resultados con evidencia de imágenes.

- Resultados en 6 segundos o menos
- Lectura de 900 placas por hora
- Reduce el tiempo de recuento hasta un 94%*
- Reconoce 10 diferentes simbologías de códigos de barras
- Crea listas de trabajo para optimizar el flujo de trabajo



reddot winner 2023

*Observado en el Recuento de Microorganismos Aerobios en Placa Petrifilm con Altos Conteos

Una amplia variedad de placas listas para usar

Catálogo de Placas Rápidas Petrifilm*

Estas placas fáciles de usar con atributos mejorados pueden producir resultados más rápidos que los métodos tradicionales, brindándole toma de decisiones con resultados confiables.




Una solución* mas sustentable para...

Catálogo de Placas Estándar Petrifilm*

Nuestra amplia cartera de productos le ofrece soluciones para la mayoría de las pruebas de microorganismos indicadores de calidad y algunos patógenos que su laboratorio realiza todos los días.



Su negocio:



Mejora la
productividad
en un
48%
en promedio



Conteo de hasta
900
placas por hora
con el lector



Datos obtenidos
en la
1/2
del tiempo*



Hasta un
85%
menos espacio
que con el agar*

El medio ambiente:



76%
Menos energía



79%
Menos agua



75%
Dejar espacio
entre menos y
emisiones



66%
Menos desechos

*Resultados comparados con placas de agar tradicionales

¿Cómo funciona?

Con solo tres sencillos pasos


01 Inocular

Se elimina la preparación de medios — las placas ya están listas para inocular.



02 Incubar

Todo lo que necesita es una incubadora compacta.



03 Contar

Los indicadores químicos, facilitan el recuento de colonias. Utilice el Lector de Placas Avanzado Petrifilm para automatizar su proceso de recuento y trabaje con más eficiencia.





**Más de 105 validaciones,
certificaciones y
reconocimientos
internacionales***



**Las Placas Petrifilm se
utilizan en más de 60
países**

Pruebas en las que puede confiar

Las Placas Petrifilm son creadas e inspeccionadas por un equipo de científicos e ingenieros y están validadas por organizaciones internacionales, como AOAC International y la Certificación AFNOR. Durante 40 años, las Placas Petrifilm han facilitado un método sencillo, confiable y consistente para las pruebas microbiológicas.

Certificaciones y validaciones*:


- AOAC® Official Methods of AnalysisSM
- AOAC® Performance Tested MethodsSM
- NF VALIDATION by AFNOR Certification
- Numerosas aprobaciones regionales y locales

* Validaciones, certificaciones, reconocimientos internacionales, reportados en 2020.

Sin preparación sin desorden, **ES POSIBLE**

En el laboratorio moderno el espacio es una limitante. Las Placas Petrifilm eliminan la necesidad de almacenar voluminosas placas de agar o instrumentos, cada paquete tiene menos de una pulgada de grosor. Es la manera conveniente y eficiente de ahorrar espacio a la hora de realizar pruebas en el sistema alimentario moderno.

Libere su laboratorio — visite el sitio web info.neogen.com/



Neogen Corporation, 620 Lesher Place, Lansing, MI 48912 USA.

© Neogen Corporation 2023. All rights reserved. Neogen and Petrifilm are registered trademarks of Neogen Corporation. All other marks mentioned are the property of their respective owners.

FS00599_0723