

# 3

## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

**MEDIO:**

Placas Petrifilm<sup>MR</sup> Staph Express (6490/6491)

**CERTIFICADO DE ISO/BSI  
DE NÚMERO DE REGISTRO:**

3M Microbiología está certificada por ISO-9001, FM 14552  
Fabricado en Brookings, Dakota del Sur, EUA.

**FECHA DE CADUCIDAD/  
NÚMERO DE LOTE:**

La fecha de caducidad y el número de lote están indicados en cada paquete.  
El número de lote está indicado en cada placa.

**FÓRMULA:**

Agar de nutrientes Baird Parker, gel soluble en agua fría, 5-bromo-4-cloro-3-indoxil-beta glucopiranosida (BCIG) y sal disódica de 5-bromo-6-cloro-3-indoxil fosfato (BCIP).

**MÉTODO DE PREPARACIÓN:**

Las placas se cubren con los nutrientes y el gel. Para su uso, hidrate con un mililitro de muestra acuosa o dilución de muestra. Consultar el anexo en el empaque del producto para obtener instrucciones detalladas.

**REVISIÓN DE CONTAMINACIÓN:**

Mínimo 80 placas por lote probado.  
Incubado a 35° C por 24 horas.  
Plan de atributos de muestreo secuencial Columbia.

**REVISIÓN DE EFICACIA:**

El complemento de organismos probados incluye, entre otros:

**Organismo**

*S. aureus* ATCC 25923

**Resultado**

*S. aureus* positivo

**Lote aceptable**

Cuentas no menores de 4.5 desviación estándar debajo de la cuenta en Placas Petrifilm de cuenta aeróbica

*S. aureus* ATCC 49476

*S. aureus* positivo

Cuentas no menores de 4.5 desviación estándar debajo de la cuenta en Placas Petrifilm de cuenta aeróbica

Estafilococo epidermidis ATCC 14990

*S. aureus* negativo

Sin crecimiento de *S. aureus*

Bacilos subtilis ATCC 9372

*S. aureus* negativo

Sin crecimiento de *S. aureus*

**EMPAQUE:**

Tamaño del paquete: 25 placas por sobre  
Grado de película: laminado de plástico  
Revisión de integridad de sello: realización de prueba de integridad de relimitación de sello

**SISTEMAS DE MEDICIÓN,  
CALIBRACIÓN Y TRAZO:**

Temperatura de incubadora.  
Calibración interna 3M.  
Mínimo calibrar una vez al año todo el equipo.

**GARANTÍA DE CALIDAD  
DEL MEDIO:**

Certificado de garantía de calidad incluido en el paquete.

**VIDA DE ANAQUEL:**

18 meses a partir de la fecha de manufactura

**CONDICIONES DE**

**ALMACENAMIENTO:**

Almacenar refrigerado o congelado a temperaturas menores o iguales a 8° C.

**FIRMADO:**



L.H. Pommer  
Especialista en calidad